

# SERVOX®

## Stoma-Clean

### Reinigungstuch

Zur schonenden äußerlichen Reinigung der Haut von Sekret, Schmutzpartikeln oder überschüssigem Hautfett.

#### Anwendung

- Sacht an der seitlichen Einkerbung aufreißen und Tuch entnehmen. Vorsichtig die Haut mit dem Tuch abreiben, darauf achten, dass keine Lösung in das Tracheostoma gelangt. Das Tuch nach der Verwendung entsorgen.
- Trocken aufbewahren und vor Hitze schützen.

#### Vorsichtsmaßnahmen

- Ausschließlich zur äußerlichen Anwendung.
- Nicht auf offene Wunden oder Schleimhäute auftragen.
- Kontakt mit den Augen vermeiden. Bei Kontakt, Augen sofort ausspülen.
- Nicht wiederverwenden.
- Nicht bei Allergien gegen Inhaltsstoffe verwenden. Bei Reizungen und Rötungen nicht weiter anwenden. Bei andauernder Reizung einen Arzt aufsuchen.



**1** Stück  
piece  
pezzi

**PRODUKT ENTHÄLT KUNSTSTOFF**  
**PLASTIC IN PRODUCT**  
**PLASTICA NEL PRODOTTO**

**Orbisana Healthcare GmbH**  
Biberweg 24-26  
53842 Troisdorf | Germany  
Tel. +49 (0)2241 9322-0  
[www.orbisana-hc.de](http://www.orbisana-hc.de)

**EN****SERVOX® Stoma-Clean**  
Single-use wipe

For gently cleansing the skin of secretion, dirt particles or excess skin oils.

**Application**

- Open the sachet at the side notch and remove the wipe. Carefully rub the skin with the wipe, making sure that no solution gets into the tracheostoma.
- Store in a dry place and protect from heat

**Precautions**

- For external use only.
- Do not apply to open wounds or mucous membranes.
- Avoid contact with eyes. In case of contact, rinse immediately.
- Do not reuse.
- Do not use if allergic to one of the ingredients. Stop use in case of skin irritations and reddening. Seek medical advice if irritations persist.

**IT****SERVOX® Stoma-Clean**  
Fazzoletti per la pulizia

Per una delicata pulizia della pelle da secrezioni, particelle di sporco o grasso cutaneo in eccesso.

**Applicazione**

- Strappare la bustina in corrispondenza della tacca laterale e prelevare il panno. Strofinare attentamente la pelle con il fazzoletto, facendo attenzione a non introdurre la soluzione all'interno del tracheostoma. Smaltire il fazzoletto dopo l'uso.
- Conservare in luogo asciutto e proteggere dal calore

**Misure preventive**

- Esclusivamente per uso esterno.
- Non applicare su ferite aperte o mucose.
- Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare immediatamente.
- Non riutilizzare.
- Non utilizzare in caso di allergie agli ingredienti. Non continuare ad utilizzare in caso di irritazioni e arrossamenti. Se l'irritazione persiste, consultare un medico.

**Inhaltsstoffe/ Ingredients/ Ingredienti:** AQUA, PROPYLENE GLYCOL, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, HAMAMELIS VIRGINIANA WATER, ALCOHOL, COCOS NUCIFERA FRUIT EXTRACT, PEG-60 HYDROGENATED CASTOR OIL, SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL, PARAFFINUM LIQUIDUM, ISOPROPYL PALMITATE, PARFUM, PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, LACTIC ACID, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, TOCOPHEROL, BHT



siehe Prägung  
see stamp  
vedi francobollo

**LOT**

siehe Prägung  
see stamp  
vedi francobollo

**PZN 00662698****15048**

15048/Version 2023-05-12