

70 x 70 mm

DE	Material – Schaumstoff, 1 Klebestreifen	Nicht wiederverwenden – Infektionsgefahr	Farbe – beige
EN	Material – Foam, 1 adhesive strip	Do not reuse – risk of infection	Colour – beige
FR	Matériau – Mousse, 1 bandes adhésive	Ne pas réutiliser – risque d'infection	Colour – beige
IT	Materiale – Schiuma, 1 strisce adesivo	Non riutilizzare – rischio di infezione	Couleur – Beige
ES	Material – Espuma, 1 tiras adhesiva	No reutilizar – riesgo de infección	Colore – beis
HR	Materijal – Pjena, 1 ljepljive trake	Nemojte ponovno udomljati – rizik od infekcije	Color – bijela
NL	Materiaal – Schuim, 1 plakbanden	Niet hergebruiken – risico op infecties	Boja – beige
SL	Material – Penasta guma, 1 lepilna trakova	Izdelek ni primeren za ponovno uporabo – obstaja nevarnost okužbe	Kleur – bež

REF 25465



PZN 08848327

UDI



YYYY-MM

LOT XXXXXXXX



Orbisana Healthcare GmbH
Biberweg 24-26
53842 Troisdorf | Germany
Tel. +49 (0)2241 9322-0
Fax +49 (0)2241 9322-277
info@orbisana.de
www.orbisana.de



40834 / Version 2024-02-21

DE Verwendete Symbole **EN** Symbols used **FR** Symboles **IT** Simboli utilizzati **ES** Símbolos empleados **HR** Korišteni simboli utilisés
NL Gebruikte symbolen **SL** Použité symboly

	CE	REF	LOT	MD	PZN			
DE	CE-Kennzeichen	Artikelnummer	Chargennummer	Medizinprodukt	Pharmazentralnummer	Hersteller	Hersteldatum	Gebruiksaanweisung beachten
EN	CE mark	Article number	Batch number	Medical device	Central pharmaceutical number	Manufacturer	Date of manufacture	Follow the instruction manual
FR	Marquage CE	Référence	Numéro de lot	Dispositif médical	Réf. pharm. centrale	Fabricant	Date de fabrication	Observer le mode d'emploi
IT	Marchio CE	Codice articolo	Numero di lotto	prodotto medicinale	Numero centrale farmaceutico	Produttore	Data di produzione	Attenersi alle istruzioni per l'uso
ES	Marca CE	N.º de artículo	Número de lote	dispositivo médico	Número farmacéutico alemán	Fabricante	Fecha de fabricación	Observar las instrucciones de uso
HR	Oznaka CE	Broj artikla	Broj šarže	medicinski proizvod	Središnji farmaceutski broj	Proizvođač	Datum proizvodnje	Pridržavajte se uputa za uporabu
NL	CE-keurmerk	Artikelnummer	Lotnummer	medisch hulpmiddel	Farmacentraalnummer	Fabrikant	Productiedatum	Gebruiksaanwijzing naleven
SL	Značka CE	Číslo výrobku	Číslo šarže	zdravotnički výrobek	Číslo farmaceutičkej centrály	Výrobca	Dátum výroby	Zohľadniť návod na použitie

DE	Nicht wiederverwenden	Trocken aufbewahren	Vor Sonnenlicht schützen!	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden
EN	Do not re-use	Keep dry	Keep away from sunlight!	Do not use if the packaging is damaged
FR	Ne pas réutiliser	Conservé au sec	Protéger des rayons du soleil!	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
IT	Non riutilizzare	Conservare all'asciutto	Proteggere dalla luce solare!	Non utilizzare se la confezione è danneggiata
ES	No reutilizable	Conservar el producto en un lugar seco	Proteja el producto de la luz solar	No use el producto si el embalaje está dañado
HR	Nemojte ponovno koristiti	Čuvajte na suhom mjestu	Zaštite od sunčevog svjetla!	Ne upotrebljavajte ako je pakiranje oštećeno
NL	Niet hergebruiken	Droog bewaren	Beschermen tegen zonlicht!	Niet gebruiken als verpakking beschadigd is
SL	Ne uporabljajte ponovno	Skladovati na suhom mestu	Chránite pred slnečným žiarením!	Nepoužívať, ak je obal poškodený

				UDI
DE	Inhalt	Der Grüne Punkt. Duales Sammel- und Verwertungssystem	Internetseite mit Patienteninformationen	Eindeutiger Identifikator eines Medizinprodukts
EN	Content	the green dot. Dual collection and recycling system	Patient Information Website	Unique device identifier
FR	Contenu	Le logo Point vert. Système mixte de ramassage et recyclage	Site web d'information pour les patients	Identifiant unique du dispositif
IT	Contenuto	Il punto verde. Sistema di raccolta e riciclaggio duale	Sito web di informazione per il paziente	Identificatore univoco del dispositivo
ES	Contenido	El punto verde. Sistema dual de recogida y reciclado	Sitio web de información al paciente	Identificador único del dispositivo
HR	Sadržaj	Zelena točka. Dvojni sustav prikupljanja i recikliranja	Stranica s informacijama o pacijentima	Jedinstveni identifikator uređaja
NL	Inhoud	De groene punt. Dual inzamelen verwerkingsysteem	Patiënteninformatie website	Unieke apparaatidentificatie
SL	Vsebina	Zelený bod. Systém dualného zberu a recyklácie	Spletna stran z informacijami za bolnike	Edinstveni identifikator naprave

70 x 70 mm

DE

Zweckbestimmung

Das SERVVOX® Tracheofix schützt die Atemwege vor Austrocknung, Auskühlung, Schmutz und Staub.

Indikation

Patienten nach Tracheostomie, Laryngektomie, die keine oder nur zeitweise eine Trachealkanüle tragen.

Anwendung

- Zum Aufkleben auf intakte Haut außerhalb des Tracheostomas.
- **Wechselintervall:** 24 Stunden, bei stärkerer Sekretbildung häufiger.

ES

Uso previsto

SERVVOX® Tracheofix protege las vías respiratorias de la sequedad, el enfriamiento, la suciedad y el polvo.

Indicación

Pacientes sometidos a traqueostomía o laringectomía que no usan cánula traqueal o solo la usan temporalmente.

Aplicación

- Adherir en la piel intacta alrededor del traqueostoma
- **Periodo de intercambio:** Cada 24 horas o antes si hay mucha secreción.

EN

Intended purpose

SERVVOX® Tracheofix prevents airways from becoming dry or cool and protects them from dirt and dust.

Indication

Patients after tracheostomy or laryngectomy who do not wear a tracheal cannula or wear one only temporarily.

Application

- For adhering on intact skin outside the tracheostoma
- **Changing frequency:** 24 hours, more frequently if secretion is more pronounced.

FR

Utilisation prévue

SERVVOX® Tracheofix protège les voies respiratoires du dessèchement, du refroidissement, des impuretés et de la poussière.

Indication

Après trachéostomie ou laryngectomie chez les patients qui ne portent pas ou qui ne portent que ponctuellement une canule trachéale.

Utilisation

- À appliquer sur une peau intacte autour de la trachéostomie
- **Intervalle de changement:** 24h, plus fréquemment en cas de sécrétions accrues.

IT

Destinazione d'uso

SERVVOX® Tracheofix protegge le vie respiratorie dall'essiccazione, dal raffreddamento, dalla sporcizia e dalla polvere.

Indicazione

Pazienti che non portano alcuna cannula tracheale (o la portano solo saltuariamente) dopo una tracheotomia o laringectomia.

Utilizzo

- Da applicare sulla pelle intatta al di fuori del tracheostoma
- **Intervallo di cambio:** ogni 24 ore o più spesso in caso di abbondante produzione di secrezione.

HR

Namjena

SERVVOX® Tracheofix štiti dišne putove od isušivanja, hlađenja, prljavštine i prašine.

Indikacija

Pacijenti koji su imali traheostomiju ili laringektomiju, a nemaju trahealnukanilu ili je nose samo privremeno.

Primjena

- Za lijepljenje na neoštećenu kožu izvan traheostome
- **Interval promjene:** 24 sata, češće ako je lučenje sekreta jače.

NL

Beoogd gebruik

SERVVOX® Tracheofix beschermt de luchtwegen tegen uitdroging, afkoeling, vuil en stof.

Indicatie

Patiënten na tracheostomie, laryngectomie, die geen of slechts af en toe een tracheale canule dragen.

Toepassing

- Voor het kleven op de intacte huid buiten de tracheostoma
- **Vervangingsinterval:** 24 uren, bij meer uitscheiding frequenter.

SL

Predvideni namen

Izdelek SERVVOX® Tracheofix štiti dihalne poti pred izsušitvijo, ohladitvijo, umazanijo in prahom.

Indikacija

Za bolnike po traheostomiji ali laringektomiji, ki ne uporabljajo trahealne kanile ali le občasno.

Uporaba

- Prilepi se na nepoškodovano kožo zunaj traheostome.
- **Interval zamenjave:** 24 ur ali pogosteje, če je izločanja več.

