

EN SERVOX® Double Tracheal Compress standard, with punched hole, long

FR SERVOX® Double compresse trachéale standard, perforée, longue

IT SERVOX® Doppia compressa tracheale standard, perforata, lungo

ES SERVOX® Compresas traqueales dobles estándar, perforadas, largo

BG SERVOX® Двоян трахеален компрес, СТАНДАРТ, с отвор, дълъг

HU SERVOX® standard dupla légszö-sebpárna, lyukas, hosszú

EL Διπλό επίθεμα τραχειοστομίας SERVOX®, στάνταρ, με οπή, μακρύς

HR Dvostruka trahealna kompreza SERVOX®, standarna, perforirana, dugi

NL SERVOX® Dubbel tracheokompres standaard, geperforeerd, lang

PT Compressa traqueal dupla SERVOX® standard, perfurada, grandes

PL Podwójny kompres tracheostomijny SERVOX® standard, z otworami, długie

SL Dvojna standardna trahealna kompreza z luknjo SERVOX®, dolga

DE Nicht wiederverwenden – Infektionsgefahr
EN Do not reuse – risk of infection
FR Ne pas réutiliser – risque d'infection
IT Non riutilizzare – rischio di infettione
ES No reutilizar – riesgo de infección
BG Да не се използва повторно – опасност от инфекция
HU Né használja újra – fertőzésveszély
EL Μην επαναχρησιμοποιείται – Υδηλωτά κινδυνός μόλυნσης
HR Nemojte ponovno upotrebljavati – opasnost od infekcije
NL Niet hergebruiken – risico van infecties
PT Não utilizar novamente – risco de infecção
PL Nie używać powtórnie – ryzyko infekcji
SL Izdelek ne primeren za ponovno uporabo – obstaja nevarnost okužbe

PZN 07786647

REF 25444



LOT XXXXXXXX

10 Stück

pcs. | pcs. | pz. | броя
darab | tepljox | kom. | stks
unidades | szt. | kosov

Servona GmbH

Biberweg 24-26
53842 Troisdorf | GermanyTel. +49 (0)2241 9322-0
Fax +49 (0)2241 9322-277
info@servona.de | www.servona.de

DE Größe

EN Size

FR Taille

IT Dimensioni

ES Tamaño

BG размер

HU méret

EL Méγεθος

HR veličina

NL maat

PT Tamanho

PL rozmiar

SL velikost



90 x 150 mm

Farbe

DE weiß

EN white

FR blanc

IT bianco

ES blanco

BG бяла

HU fehér

EL λευκή

HR bijela

NL wit

PT branco

PL kolor biały

SL bele barve

Material DE Saugfähige, atmungsaktive, doppellagige Viskose-Polyesterfaser

EN Double layer of absorbent, breathable viscose polyester fibre

FR Fibre de polyester viscose à double couche, absorbante et respirante

IT Fibra di poliestere-viscosa a doppio strato, assorbente, traspirante

ES Fibras de poliéster y viscosa de doble capa transpirables y absorbentes

BG Хигроскопични, активно дишещи двуслойни вискозни полиестерни влакна

HU Nedvszívó, lélegző, kétrétegű viszkóz-políészter szál

EL Απτοροφθητικές, αναπνέουσες πολυεστερικές ίνες βισκόζης διπλής στρώσης

HR Dva sloja upijajućih, prozračnih viskoznih i poliesterskih vlakana

NL Absorberende, ademende, dubbellagse viscose-polyestervel

PT Fibras de viscose absorventes, que promovem a respiração, de camada dupla

PL Chłonne, oddychające, dwuwarstwowe włókna wiskozowo-poliestrowe

SL Vpojna, zračna, dvojlojna vlakna iz viskoze in poliestera

Doppel-Tracheokompressen standard, gelocht, lang

DE

Zweckbestimmung SERVOX® Doppel-Tracheokompressen standard, gelocht, lang polstern das Kanülenhalscheld auf und nehmen aus dem Tracheostoma austretendes Sekret auf, um Hautirritationen und Infektionen vorzubeugen.

Indikation Tracheotomierte oder laryngotomierte Trachealkanülenträger mit starker Sekretbildung.

Beschreibung Die Lochung ermöglicht einen sicheren Sitz ohne zu verrutschen.

Anwendung Trachealkanül vor Einsetzen durch das Loch der Komresse schieben, bis das Kanülenhalscheld gut abgepolstert ist. Trachealkanüle anschließend wie gewohnt einsetzen.

Zum Entfernen, Trachealkanüle wie gewohnt herausnehmen, die Komresse vom Kanülenhals abziehen und entsorgen. – **Wechselperiode:** bei jedem Kanülenwechsel, bei Bedarf häufiger, mindestens alle 24 Stunden.

EN

Intended purpose SERVOX® Double Tracheal Compress standard with punched hole, long provide cushioning for the neck flange and absorb moisture that secretes from the tracheostoma to prevent skin irritation and infections.

Indication Tracheotomised or laryngectomised tracheal cannula users with heavy secretions.

Description The punched hole ensures a more secure fit and prevents slipping.

Application Slide the tracheal cannula through the punched hole of the compress until the neck flange is well cushioned. Then insert the tracheal cannula as usual.

To remove, pull out the tracheal cannula as usual, pull the compress off the cannula tube and dispose of it. – **Changing frequency:** with every cannula more frequently as needed, at least every 24 hours.

FR

Destination médicale Les doubles compresses trachéales SERVOX® standard, perforées, longues, amortissent la plaque de canule et absorbent la sécrétion en provenance du trachéostome afin de prévenir les irritations cutanées et les infections.

Indication Porteurs de canules trachéales trachéotomisés ou laryngectomisés présentant une forte sécrétion.

Description La surface perforée permet une assise sûre sans glisser.

Utilisation Avant la mise en place de la canule trachéale, la faire passer par le trou de la compresse jusqu'à ce que la plaque de canule soit bien rembourrée. Ensuite, mettre la canule trachéale en place comme d'habitude.

Pour l'enlèvement, extraire la canule trachéale comme d'habitude, retirer la compresse du tube de canule et les mettre au rebut. – **Intervalle de changement:** lors de chaque changement de canule, plus fréquemment suivant besoin, au minimum toutes les 24 heures.

IT

Destinazione d'uso Le SERVOX® Doppia compressa tracheale standard, perforata rivestono la flangia assorbendo la fuoriuscita di secrezioni dalla tracheostoma al fine di prevenire irritazioni cutanee ed infezioni.

Indicazione Portatori di canulla tracheale sottoposti a laringectomia e tracheostomia con forte secrezione.

Descrizione Il foro consente un alloggiamento sicuro senza il pericolo di scivolamenti.

Impiego Prima dell'impiego inserire la canulla tracheale nel foro della compressa finché la flangia non è ben rivestita. Quindi utilizzare la canulla tracheale come di consueto.

Per la rimozione, togliere la canulla tracheale come di consueto, estrarre la compressa dal tubo della canulla e procedere al suo smaltimento. – **Intervallo di sostituzione:** ad ogni sostituzione canulla, all'occorrenza più frequentemente, almeno ogni 24 ore.

ES

Uso previsto Las SERVOX® Compresas traqueales dobles estándar, perforadas, largo sirven como acolchado para la placa de la cánula y absorben las secreciones emanadas por el traqueostoma para evitar irritaciones cutáneas e infecções.

Indicación Para pacientes traqueostomizados o laringectomizados con cánula traqueal con secreción intensa.

Descripción La perforación permite una fijación segura sin resbalamientos.

Aplicación Antes de insertar la placa traqueal, introduzcalo por la perforación de la compresa hasta que la placa de la cánula quede bien acolchada. A continuación, inserte la cánula de la manera habitual.

Para la extracción, retire la cánula traqueal de la manera habitual, extraiga la compresa del tubo de la cánula y deseche. – **Intervalo para el cambio:** con cada cambio de cánula o con mayor frecuencia si es necesario; como mínimo, cada 24 horas.

BG

Предназначение SERVOX® Двоярък трахеален компрес, СТАНДАРТ, с отвор, дълъг служат за покриване на плочата на канюла и попиват изтичания от трахеостомата секрет с цел предотвратяване на раздразнения на кожата и инфекции.

Показания Трахеотомирани или ларингектомирани пациенти, носещи трахеална канюла и отделящи голямо количество секрети.

Описание Отворът осигурява стабилно положение и предотвратява изпъване.

Приложение Преди поставяне промушете трахеалната канюла през отвора на компреса така, че плочата на канюла да е добре покрита. След това поставете трахеалната канюла като обикновено.

За отстраняване извадете трахеалната канюла като обикновено, издърпайте компреса от тръбата на канюла и го извадете. – **Интервал за смяна:** при всяка смяна на канюла, при необходимост по-често, минимум на всеки 24 часа.

HU

Rendeltettsé SERVOX® standard dupla légsöp- sebárrna, lyukas, hosszú kipárnázva alulról a kanulájáról és felüljárva a légsönyílásból távozó váladékot a bőrrritáció és a fertőzések megelőzése érdekében.

Javallat Légsömetszésen vagy gége műteti eltávolításán átesett, légsökanált viselő betegek részére erős valadékközöldés esetén.

Leírás A lyuk csúszásmentes stabil illeszkedést tesz lehetővé.

Használat Mielőtt behelyezni a légsökanált, dugja át a sebárrna lyukán úgy, hogy a kanulajárat jól alá legyen párnázva. Ez követően helyezze be a légsökanált a sebárrná mödön. Az eltávolításhoz vegye ki a légsökanált a szokásos módon, húzza le a sebárrnát a kanulásról és dobja ki. – **Cseréintervallum:** minden kanulácerre, szükség esetén gyakrabban, de legalább 24 órákban.

EL

Προβλεπόμενη χρήση Διπλό επίθεμα τραγειστούς από SERVOX®, στάνταρ, με απώλεια τοποθετούνται στο επίδειξη σωλήνα και απορροφούν από το τραγειστό τα ξεργάμενα εκπράσματα, για την πρόληψη δέρματικων ερεθίσματων και μολύσεων.

Ενδείξη Άτομα με ρινοτραχεαλό σωλήνα με τραγειστό ή λαρυγγεικότημα, με υψηλή συγκέντρωση εκπράσματος.

Εφερόμενη Ο απώλειας την ασφαλή έδραση χωρίς κινδυνό οιλιθησης.

Εφερόμενη Ο απώλειας την ασφαλή έδραση χωρίς κινδυνό οιλιθησης.

Εφερόμενη Τα απωλειώσαντα σωλήνα ως συνήθως, αφαιρέστε το επίθεμα από την ουώκηα κανουλάς και απορρίψτε. – **Διάσταση αλλαγής:** σε κάθε αλλαγή σωλήνα, εφόσον απαιτείται συχνότερη, τουλάχιστον κάθε 24 ώρες.

FR

Destination médicale Les doubles compresses trachéales SERVOX® standard, perforées, longues, amortissent la plaque de canule et absorbent la sécrétion en provenance du trachéostome afin de prévenir les irritations cutanées et les infections.

Indication Traheotomirani ili laringektomirani korisnici trahnealnih kanala s jakim uleženjem sekreta.

Opis Perforirani otvor omogućuje bolje učvršćivanje bez klanjanja.

Primjena Trahealnu kanulu prije uporabe gurnite kroz otvor na kompresi sve dok pličica kanile nije dobro obložena. Zatim umetnite trahealnu kanulu na ublađen način, skinite kompres s cijevi kanile i dobiti u otpad. – **Interval zamjene:** pri svakoj zamjeni kanile, po potrebi češće, ali najmanje svaka 24 sata.

HR

Beoogd gebruik SERVOX® Dubbele tracheokompres standard, geperforeerd, lang vullen het canulesheld op en absorberen afscheidende die uit het tracheostoma lekt om huidirritaties en infecties te voorkomen.

Indicatie Getraheotomiseerde of gelaryngectomiseerde patiënten met ernstige afscheiding.

Beschrijving De perforatie zorgt voor een goede pasvorm zonder te verschuiven.

Toepassing Duw de tracheacanule door het gat van het kompres totdat het canulesheld goed is opgevuld. Plaats dan gezonkbaar de tracheacanule.

Voor de verwijdering dient u de tracheacanule er zoals gewoonlijk uit te nemen, het kompres van de canulebus af te trekken en af te voeren. – **Vervangingsinterval:** bij elke vervanging van de canule, vaak indien nodig, ten minste elke 24 uur.

IT

Utilizzazione prevista Compressa traqueal dupla SERVOX® standard, perforata, grandi revestono la flangia assorbendo le segregazioni da osteoma traqueale, prevenendo irritazioni cutanee e infiezioni.

Indicazione Portadores de cánulas de traqueostomia ou laringectomia com formação de secreções acentuada.

Descrição A perfuração permite um assentamento seguro sem desvios.

Aplicação Antes da colocação, passar a câmara traqueal através do orifício da compressa, até a flângia da câmara ficar bem revestida. Em seguida, colocar a câmara traqueal como habitualmente.

Para remover, retirar a câmara traqueal como habitualmente, retirar e eliminar a compressa da câmula. – **Intervalo de substituição:** a cada mudança da câmula, ou com maior frequência, caso necessário, a cada 24 horas.

PL

Przeznaczenie Podwójny kompres tracheostomijny SERVOX® standard, z otworami, dług wypełniający kanulę przed podłożeniem pod kołnierz kanuły przewijającą wydzielinę wystającą się z tracheostomii, zapobiegając podrażnieniom skóry i infekcjom.

Wskazania Osoby po tracheotomii i laryngotomii, noszące kanuły tracheostomijną, z intenzywnym strumieniem wydzieliny.

Opis Otwory zapewniają bardziej stabilne ulóżenie i zapobiegają zlepianiu się ślina.

Zastosowanie Wsunąć kanułę tracheostomijną przez otwór kompresu, tak by kołnierz kanuły został dobrze otulony. Następnie zalaźić jak zawsze kanułę tracheostomijną.

W celu zdjęcia należy jak zwykle wyciągnąć kanułę tracheostomijną, wyciągnąć kompres z rurki kanuły i przekazać do utylizacji. – **Częstotliwość zmianienia:** przy każdej zmianie kanuły, w razie potrzeby częściej, co najmniej co 24 godziny.

SL

Predviđeni namen Dvojna standardna trahealna komresa z luknjo SERVOX®, dolga oblažinjenja skitnicu kanila prije ugradnje na kožu.

Indikacija Traheotomirani in laringektomirani uporabniki trahealnih kanil z močnim nastajanjem sekreta.

Opis Luknja omogoča stabilno položenje in predognanje izplivanja.

Uporaba Trahealno kanilo pred vstavljanjem potisnite skozi luknjo komprese, da bo skitnica kanila dobro oblažnjena. Trahealno kanilo nato vstavite kot običajno.

Trahealno kanilo odstranite kot običajno, kompres pa vlecite s cevko kanile in jo odstranite. – **Interval za zamenjavo:** pri vsaki zamenji kanile, po potrebi pogosteje, najpozneje vsakih 24 ur.