

Standard Masken

Bestellinformationen

Bezeichnung	Hilfsmittelnr.	Größe	Bestell-Nr.
Standard Nasal Maske, vented, Erwachsene	14.24.16.2029	S	00003440
	14.24.16.2029	M	00003434
	14.24.16.2029	L	00003435
Standard Nasal Maske, non-vented, Erwachsene	-	S	00003587
	-	M	00003588
	-	L	00003589
Standard Oronasal Maske, vented, Erwachsene	14.24.16.6024	S	00003441
	14.24.16.6024	M	00003436
	14.24.16.6024	L	00003437
Standard Oronasal Maske, non-vented, Erwachsene	14.24.16.1009	S	00003461
	14.24.16.1010	M	00003442
	14.24.16.1011	L	00003438
	14.24.16.1012	XL	00003462
Standard Oronasal Maske, non-vented, Erwachsene, autoklav.	-	L	00003439
Nasal Pillow 4 in 1, vented, Erwachsene	14.24.16.3017	XS + S + M + L	00003499

Cirri Masken

Bestellinformationen

Bezeichnung	Hilfsmittelnr.	Größe	Bestell-Nr.
Cirri Nasal Maske, vented, Erwachsene	14.24.16.2047	XS	00003497
	14.24.16.2046	S	00003486
	14.24.16.2046	M	00003487
	14.24.16.2046	L	00003488
Cirri Nasal Maske, non-vented, Erwachsene	-	S	00003590
	-	M	00003591
	-	L	00003592
Cirri Oronasal Maske, vented, Erwachsene	14.24.16.6037	S	00003483
	14.24.16.6037	M	00003484
	14.24.16.6037	L	00003485
Cirri Oronasal Maske, non-vented, Erwachsene	14.24.16.1018	S	00003489
	14.24.16.1018	M	00003490
	14.24.16.1018	L	00003491

Cirri Mini Masken



Bestellinformationen

Bezeichnung	Hilfsmittelnr.	Größe	Bestell-Nr.
Cirri Mini Nasal Maske, vented, Kind	14.24.16.2058	S	00003551
	14.24.16.2058	M	00003552
	14.24.16.2047	L	00003498
Cirri Mini Oronasal Maske, vented, Kind	-	S	00003593
	-	M	00003594
	-	L	00003595
	-	XL	00003596
Cirri Mini Nasal Maske, non-vented, Kind	-	S	00003580
	-	M	00003581
	-	L	00003582
Cirri Mini Oronasal Maske, non-vented, Kinde	-	S	00003583
	-	M	00003584
	-	L	00003585

Masken

Für Beatmung und Atemtherapie



HOFFRICHTER Portfolio Masken

Komfortabler Sitz

Hohe Anpassungsfähigkeit und Bewegungsfreiheit

Alle HOFFRICHTER Masken sind aus weichem Silikon gefertigt, dadurch besonders angenehm zu tragen und ermöglichen dennoch die best möglich Dichtigkeit gegen ungewollte Leckagen.

Das geringe Gewicht und das hautfreundliche Material erhöhen den Komfort und erlauben dennoch eine einfache Reinigung für den Anwender.


Der Standard-Schlauchanschluss (22 mm Durchmesser) ist bei allen Masken um 360° drehbar, mit dem manuell einstellbare Stirnpolster lässt sich die Maske individuell anpassen.



Bewährte HOFFRICHTER Qualität

Standard Maske

- Erhältlich als Nasen- oder Mundnasenmaske (nasal/ full face)
- Sowohl mit, als auch ohne Expirationsöffnung (vented/ non-vented)
- Maskenkissen lassen sich leicht zum Reinigen abnehmen und wieder anbringen
- Nasenmasken sind zusätzlich mit einem Stirnpolster ausgestattet
- Geräuscharmes Ausatemventil bei vented Masken
- Schlauchanschluss kann um 360° gedreht werden



Cirri Maske

- Erhältlich als Nasen- oder Mundnasenmaske (nasal/ full face)
- Sowohl mit, als auch ohne Expirationsöffnung (vented/ non-vented)
- Maskenkissen lassen sich leicht zum Reinigen abnehmen und wieder anbringen
- besonders robustes und langlebiges Maskengehäuse
- In allen Varianten mit Stirnpolster ausgestattet für ideale Druckverteilung
- Geräuscharmes Ausatemventil bei vented Masken



Cirri Mini Maske



- Besonders kleine Maske für Kinder
- Erhältlich als Nasen- oder Mundnasenmaske (nasal/ full face)
- Sowohl mit, als auch ohne Expirationsöffnung (vented/ non-vented)
- Mit einer Hand verstellbare Stirnstütze
- Einfach zu lösendes und zu montierendes Maskenkissen
- Je nach Modell, bereits mit vormontierten Anschluss-Schlauch



Nasal Pillow Maske

- 4 verschiedenen Größen (XS/S/M/L) inklusive
- Besonders leises Expirationsventil
- Um 360° drehbarer Schlauchanschluss
- Flexibler Verbindungsschlauch vormontiert
- Keine Einschränkungen für das Sichtfeld mehr
- Volle Flexibilität um zu essen, zu trinken und zu sprechen

