

HOFFRICHTER
RESPIRATORY CARE



HOFFRICHTER *OR5*

Oxygen Regulator

Einfache Handhabung
Konstanter und präziser Flow

HOFFRICHTER OR5 Oxygen Regulator

- Intuitive Bedienung und einfache Handhabung
- Sehr kompakte Bauart, konstanter und präziser Flow
- Feste, stufenweise Dosierung: 0,5 | 0,8 | 1 – 5 l/min
- Flaschen-Druckmanometer mit Gummischutzring
- Wartungsfrei
- Schlauchanschlusstülle UNF 9/16 passend für O₂-Sicherheitsschläuche > 4,9 mm ID



Technische Daten

Flowstufen (l/min.):	0,0 0,5 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0
Eingangsdruck:	bis 200 bar
Ausgangsdruck:	4,5 bar
Manometerangabe:	bar
Eingang:	Hochdruckhandanschluss G 3/4" für med. Sauerstoffflaschen (DIN 13260)
Abgang:	UNF 9/16-18"
Gewicht:	435 g
Abmessungen:	500 x 223 mm

Lieferumfang

- 1x HOFFRICHTER OR5 Oxygen Regulator
- 1x HOFFRICHTER OR5 Schlauchanschlusstülle UNF 9/16
- 1x Gebrauchsanweisung

Bestellinformationen

Bezeichnung	VE	Artikel-Nr. HOFFRICHTER
HOFFRICHTER OR5 Oxygen Regulator	1	00005001
HOFFRICHTER OR5 Schlauchanschlusstülle für O ₂ -Schlauch	1	00005002
HOFFRICHTER OR5 Oxygen Regulator – Gebrauchsanweisung	1	50000828