



SERVOX[®] Air Pro
Mesh Nebulizer

Für eine adäquate und
vielseitige Inhalation

SERVOX® Air Pro Mesh Nebulizer

Der kleine Mesh-Vernebler für eine adäquate und vielseitige Inhalation.

Mit dem SERVOX® Air Pro Mesh Nebulizer können Flüssigkeiten und wasserlösliche Medikamente effektiv vernebelt werden.

Er ist somit ein perfekter Begleiter, wenn es um die Inhalation bei verschiedenen Atemwegserkrankungen wie z. B. obstruktive Lungenerkrankung (COPD) geht. Außerdem stellt er eine wertvolle Ergänzung bei der Therapie von Entzündungen der Atemwege dar. Er unterstützt durch seinen feinen Nebel die Verflüssigung von Trachealsekreten.

Der SERVOX® Air Pro Mesh Nebulizer ist sowohl im häuslichen als auch klinischen Bereich einsetzbar.



Auch für den Einsatz am Tracheostoma geeignet.
Gerne informieren wir Sie über die verschiedenen Adaptionsmöglichkeiten.

Eigenschaften

- Einfache Handhabung
- Akkubetrieb bis zu 60 Minuten
- Akku über das mitgelieferte Mini-USB- Kabel + Netzteil wiederaufladbar
- Geeignet für den täglichen Einsatz bei Erwachsenen und Kindern
- Handlich klein und ideal für unterwegs
- Flüsterleise

Technische Daten

Merkmale	
Abmessungen	37,6 x 37,6 x 97,7 mm
Stromversorgung	DC 4,8 V (Integrierter Lithium-Titanat-Akku) DC 5,0 V mit Netzteil
Gewicht	100 g (inkl. Akku)
Akku-Lebensdauer	ca. 2 Jahre
Maximales Füllvolumen	10 ml
Verneblungsrate	> 0,22 ml/min
Partikelgröße	MMAD < 2µm

Lieferumfang

Vernebler mit Verneblereinheit, Mundstück, Maske Erwachsener, Maske Kind, Mini-USB-Kabel, Netzteil, Etui/Transportbox

Bestellinformationen

Bezeichnung	VE	Hilfsmittelnr.	PZN	Bestell-Nr.
SERVOX® Air Pro Mesh Nebulizer Gerät	1	14.24.01.0178	16001409	38610

Ersatzteile und Zubehör auf Anfrage.

