

# SERVOCURA® Universalhalter für Urin-Bettbeutel

Zum Befestigen von Urin-Bettbeuteln oder Urin Bein- und Bettbeuteln mit Halteösen am Bett oder an anderen geeigneten feststehenden Gegenständen.

## Hinweis:

Der Universalhalter kann mit warmem Wasser und handelsüblichen Geschirrspülmitteln abgewaschen werden und sollte über den Restmüll entsorgt werden, wenn er beschädigt oder verfärbt ist, spätestens jedoch nach 6 Monaten.

**1 St.**

**REF** 25275

**PZN** 09095901



**UDI**



**GTIN** XXXXXXXXXXXXXXX

**LOT** XXXXXXXX

**JJ-MM**



**Servona GmbH**

Biberweg 24-26  
53842 Troisdorf | Germany  
info@servona.de  
www.servona.de